



DERBY ELEPHANT FEET FURNITURE RAISERS

Welcome to your new Gordon Ellis product.
We hope that it proves a useful aid in your daily life.

Your Elephant Feet® were specifically developed by our UK Design Team with the intention of compensating for an injury, or overcoming a temporary or permanent disability. Hopefully making daily living that little bit easier.



9 CM

6070/BK - BLACK

6070 - GREY

14 CM

6074/BK - BLACK

6074 - GREY



REF 6070 + 6074 + 6070/BK + 6074/BK

IFU-REF 6070/0225-1-LR

MD



GORDON ELLIS & CO.
TRENT LANE, CASTLE DONINGTON
DERBY, ENGLAND DE74 2AT



AUTHORISED REPRESENTATIVE

ADVENA LTD, TOWER BUSINESS CENTRE, 2ND
FLOOR, TOWER STREET, SWATAR, BKR 4013 MALTA

VIEW THE ENTIRE RANGE ONLINE AT
GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK

[gordonellis.healthcare](https://www.facebook.com/gordonellis.healthcare)





[@EllisHealthcare](https://twitter.com/EllisHealthcare)





9 CM

14 CM



(A) *9 CM Ø

(C) 10 CM


(E) 15 CM

(B) 16 CM Ø


(D) 9 CM

(F) 14 CM

(A)



(B)



(EN)

1. ENSURE THE NON-SLIP PADS ARE IN PLACE ON TOP OF THE ELEPHANT FEET
2. PLACE AN ELEPHANT FOOT CLOSE TO EACH EXISTING FOOT OF THE FURNITURE
3. CAREFULLY LIFT FURNITURE ON TO THE ELEPHANT FEET

⚠ BE CAREFUL NOT TO STRAIN YOURSELF WHEN LIFTING

4. REPEAT AT THE OTHER SIDE OF THE FURNITURE
5. ENSURE THAT EACH LEG OF THE FURNITURE BEING RAISED IS CENTRED ON THE ELEPHANT FEET

⚠ TEST FOR STABILITY

6. IF THE FURNITURE IS MOVED, ENSURE THAT IT IS SECURE BY REPEATING THE ABOVE INSTRUCTIONS.

⚠ *MAXIMUM LEG DIAMETER = Ø 8,5 CM

A = MAXIMUM USER WEIGHT

B = WIPE WITH A NON-ABRASIVE CLOTH AND SOAPY WATER.

- ⓘ** ANY SERIOUS ACCIDENT OCCURRING THROUGH USE SHOULD BE REPORTED TO THE EC REP (EU CUSTOMERS) OR THE MANUFACTURER (UK & NON-EU CUSTOMERS)

(DE)

1. STELLEN SIE SICHER, DASS DIE RUTSCHFESTEN PADS OBEN AUF DEN ELEFANTENFÜßEN ANGEBRACHT SIND.
2. PLATZIEREN SIE EINEN ELEFANTENFUß IN DER NÄHE JEDES VORHANDENEN MÖBELFUßES.
3. HEBEN SIE DAS MÖBELSTÜCK VORSICHTIG AUF DIE ELEFANTENFÜßE.

⚠ ACHTEN SIE DARAUF, SICH NICHT ZU ÜBERANSTRENGEN, WENN SIE DAS MÖBELSTÜCK ANHEBEN.

4. WIEDERHOLEN SIE DEN VORGANG AUF DER ANDEREN SEITE DES MÖBELSTÜCKS.
5. STELLEN SIE SICHER, DASS JEDER MÖBELFUß, DER ANGEHOBBEN WIRD, MITTIG AUF DEN ELEFANTENFÜßEN PLATZIERT IST.

⚠ ÜBERPRÜFEN SIE DIE STABILITÄT.

6. WENN DAS MÖBELSTÜCK BEWEGT WIRD, STELLEN SIE SICHER, DASS ES SICHER STEHT, INDEM SIE DIE OBEN GENANNTEN ANWEISUNGEN WIEDERHOLEN.

⚠ *MAXIMALER BEINDURCHMESSER = Ø 8,5 CM

A = MAXIMALES BENUTZERGEWICHT

B = MIT EINEM NICHT-SCHLEIFENDEN TUCH UND SEIFENWASSER REINIGEN.

- ⓘ** JEDER ERNSTHAFTE UNFALL, DER BEI DER VERWENDUNG AUFTRITT, SOLLTE DEM EC-VERTRETER (EU-KUNDEN) ODER DEM HERSTELLER (UK- UND NICHT-EU-KUNDEN) GEMELDET WERDEN.

(FR)

1. ASSUREZ-VOUS QUE LES PATINS ANTIDÉRAPANTS SONT EN PLACE SUR LE DESSUS DES PIEDS ÉLÉPHANTS.
2. PLACEZ UN PIED ÉLÉPHANT PRÈS DE CHAQUE PIED EXISTANT DU MEUBLE.
3. SOULEVEZ SOIGNEUSEMENT LE MEUBLE POUR LE POSER SUR LES PIEDS ÉLÉPHANTS.

⚠ FAITES ATTENTION À NE PAS VOUS FATIGUER EN SOULEVANT LE MEUBLE.

4. RÉPÉTEZ L'OPÉRATION DE L'AUTRE CÔTÉ DU MEUBLE.
5. ASSUREZ-VOUS QUE CHAQUE PIED DU MEUBLE SOULEVÉ EST CENTRÉ SUR LES PIEDS ÉLÉPHANTS.

⚠ VÉRIFIEZ LA STABILITÉ.

6. SI LE MEUBLE EST DÉPLACÉ, ASSUREZ-VOUS QU'IL EST BIEN FIXÉ EN RÉPÉTANT LES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

⚠ *DIAMÈTRE MAXIMAL DU PIED = Ø 8,5 CM

A = POIDS MAXIMAL DE L'UTILISATEUR

B = NETTOYEZ AVEC UN CHIFFON NON ABRASIF ET DE L'EAU SAVONNEUSE.

- ⓘ** TOUT ACCIDENT GRAVE SURVENANT LORS DE L'UTILISATION DOIT ÊTRE SIGNALÉ AU REPRÉSENTANT CE (CLIENTS UE) OU AU FABRICANT (CLIENTS UK ET HORS UE).



Produit soumis à une règle de tri

(ES)

1. ASEGÚRATE DE QUE LAS ALMOHADILLAS ANTIDESLIZANTES ESTÉN COLOCADAS EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS PATAS DE ELEFANTE.
2. COLOCA UNA PATA DE ELEFANTE CERCA DE CADA PATA EXISTENTE DEL MUEBLE.
3. LEVANTA CON CUIDADO EL MUEBLE Y COLÓCALO SOBRE LAS PATAS DE ELEFANTE.

⚠ TEN CUIDADO DE NO FORZARTE AL LEVANTAR EL MUEBLE.

4. REPITE EL PROCESO EN EL OTRO LADO DEL MUEBLE.
5. ASEGÚRATE DE QUE CADA PATA DEL MUEBLE QUE SE LEVANTA ESTÉ CENTRADA SOBRE LAS PATAS DE ELEFANTE.

⚠ PRUEBA LA ESTABILIDAD.

6. SI EL MUEBLE SE MUEVE, ASEGÚRATE DE QUE ESTÉ FIRME REPITIENDO LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES.

⚠ *DIÁMETRO MÁXIMO DE LA PATA = Ø 8,5 CM

A = PESO MÁXIMO DEL USUARIO

B = LIMPIA CON UN PAÑO NO ABRASIVO Y AGUA JABONOSA

- ⓘ** CUALQUIER ACCIDENTE GRAVE OCURRIDO DURANTE EL USO DEBE SER INFORMADO AL REPRESENTANTE CE (CLIENTES UE) O AL FABRICANTE (CLIENTES UK Y NO UE).

(NL)

1. ZORG ERVOOR DAT DE ANTISLIPKUSSENTJES OP DE BOVENKANT VAN DE OLIFANTENPOTEN ZIJN BEVESTIGD.
2. PLAATS EEN OLIFANTENPOOT DICHT BIJ ELKE BESTAANDE POOT VAN HET MEUBEL.
3. TIL HET MEUBEL VOORZICHTIG OP EN PLAATS HET OP DE OLIFANTENPOTEN.

⚠ PAS OP DAT U ZICH NIET OVERBELAST BIJ HET TILLEN VAN HET MEUBEL.

4. HERHAAL DIT AAN DE ANDERE KANT VAN HET MEUBEL.
5. ZORG ERVOOR DAT ELKE POOT VAN HET OPGETILDE MEUBEL GECENTREERD STAAT OP DE OLIFANTENPOTEN.

⚠ CONTROLEER DE STABILITEIT.

6. ALS HET MEUBEL WORDT VERPLAATST, ZORG ER DAN VOOR DAT HET STEVIG STAAT DOOR DE BOVENSTAANDE INSTRUCTIES TE HERHALEN.

⚠ *MAXIMALE POOTDIAMETER = Ø 8,5 CM

A = MAXIMAAL GEBRUIKERSGEWICHT

B = MAAK SCHOON MET EEN NIET-SCHURENDE DOEK EN ZEEPWATER.

- ⓘ** ERNSTIGE ONGEVALLLEN DIE VOORKOMEN TIJDENS HET GEBRUIK MOETEN WORDEN GEMELD BIJ DE CE-VERTEGENWOORDIGER (EU-KLANTEN) OF DE FABRIKANT (UK- EN NIET-EU-KLANTEN).

(ET)

1. VEENDUGE, ET LIBISEMISKINDLAD PADJAD ON PAIGALDATUD ELEVANTJALGADE PEALE.
2. ASETAGE IGA MÖÖBLI OLEMASOLEVA JALA LÄHEDALE ÜKS ELEVANTJALG.
3. HOIDKE MÖÖBEL ETTEVAATLIKULT ÜLES JA ASETAGE SEE ELEVANTJALGADELE.

⚠ OLGE ETTEVAATLIK, ET END ÜLES TÖSTES LIIGA PALJU EI PINGUTAKS.

4. KORRAKE SAMA TEGEVUST MÖÖBLI TEISEL KÜLJEL.
5. VEENDUGE, ET IGA TÖSTETUD MÖÖBLIJALG ON ELEVANTJALGADE KESKEL.

⚠ KONTROLLIGE STABIILSUST.

6. KUI MÖÖBEL LIIGUTATAKSE, VEENDUGE, ET SEE ON KINDLALT PAIGALDATUD, KORRADES ÜLALTOODUD JUHISEID.

⚠ *MAKSIMAALNE JALA LÄBIMÖÖT = Ø 8,5 CM

A = KASUTAJA MAKSIMAALNE KAAL

B = PUHASTAGE MITTEKRUVAVA LAPIGA JA SEEBIVEEGA.

- ⓘ** KÕIK TÕSISED ÕNNETUSJUHTUMID, MIS TEKIVAD KASUTAMISE AJAL, TULEB TEATADA ELI ESINDAJALE (ELI KLIENDID) VÕI TOOTJALE (ÜK JA MITTE-ELI KLIENDID).

(FI)

1. VARMISTA, ETTÄ ANTILUISUKAPPALEET OVAT PAIKOILLAAN ELEFANTTIJALKOJEN PÄÄLLÄ.
2. ASETA ELEFANTTIJALKA LÄHELLE JOKAISEN HUONEKALUN OLEMASSA OLEVAA JALKAA.
3. NOSTA HUONEKALU VAROVASTI ELEFANTTIJALOILLE.

⚠ VARO RASITTAMASTA ITSEÄSI NOSTAESSASI HUONEKALUA.

4. TOISTA TOISELLA PUOLELLA HUONEKALUA.
5. VARMISTA, ETTÄ JOKAINEN NOSTETUN HUONEKALUN JALKA ON KESKITETTY ELEFANTTIJALOILLE.

⚠ TARKASTA VAKAUS.

6. JOS HUONEKALUA SIIRREÄÄN, VARMISTA, ETTÄ SE ON KIINTEÄ TOISTAMALLA EDELLÄ MAINITUT OHJEET.

⚠ *JALAKSEN MAKSIMIHALKAISJA = Ø 8,5 CM

A = KÄYTTÄJÄN MAKSIMIPAINO

B = PYLLISTÄ PEHMEÄLLÄ LAPULLA JA SAIPPUA VEDELLÄ.

- ⓘ** KAIKKI VAKAVAT ONNETTOMUUKSET, JOTKA TAPAHTUVAT KÄYTTÖN AIKANA, ON ILMOITETTAVA EU-EDUSTA JALLE (EU-ASIAKKAAT) TAI VALMISTAJALLE (UK JA EI-EU-ASIAKKAAT).

(LT)

1. ĮSITIKINKITE, KAD ANTSTIRGTIES KALADĖLĖS YRA UŽDĖTOS ANT DRAMBLIO KOJŲ.
2. PADĖKITE DRAMBLIO KOJĄ ŠALIA KIEKVIENOS ESAMOS BALDŲ KOJOS.
3. ATSARGIAI PAKELKITE BALDUS IR PASTATYKITE JUOS ANT DRAMBLIO KOJŲ.

⚠ BŪKITE ATSARGŪS, KAD NESIPRIEŠINTUMĖTE PAKELIANT BALDUS.

4. PAKARTOKITE KITOJE BALDŲ PUSĖJE.
5. ĮSITIKINKITE, KAD KIEKVIENA PAKELTA BALDŲ KOJA YRA CENTRE ANT DRAMBLIO KOJŲ.

⚠ PATIKRINKITE STABILUMĄ.

6. JEI BALDAI YRA PERKELTI, ĮSITIKINKITE, KAD JIE YRA TVIRTI, PAKARTODAMI AUKŠČIAU PATEIKTAS INSTRUKCIJAS.

⚠ *MAKSIMALUS KOJOS SKERSMUO = Ø 8,5 CM

A = MAKSIMALI NAUDOTOJO SVORIS

B = VALYKITE NESUBRANKIŠKU SKUDURU IR MUIDU VANDENIU.

- ⓘ** VISI RIMTI ATVEJAI, KILĖ NAUDOJIMO METU, TURI BŪTI PRANEŠAMI ES ATSTOVUI (ES KLIENTAMS) ARBA GAMINTOJUI (JK IR NE ES KLIENTAMS).

(HU)

1. GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A CSÚSZÁSGÁTLÓ BETÉTEK A HELYÜKÖN VANNAK AZ ELEFÁNTLÁBAK TETEJÉN.
2. HELYEZZEN EGY ELEFÁNTLÁBAT A BÚTOR MINDEN MEGLÉVŐ LÁBA KÖZELÉBE.
3. ÓVATOSAN EMElje FEL A BÚTORT, ÉS HELYEZZE AZ ELEFÁNTLÁBAKRA.

⚠ ÜGYELJEN ARRÁ, HOGY NE FÁRASZTJA MAGÁT TÚLZOTTAN A BÚTOR EMELESE KÖZBEN.

4. ISMÉTELJE MEG A BÚTOR MÁSIK OLDALÁN.
5. GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A BÚTOR MINDEN EMELT LÁBA KÖZÉPEN HELYEZKEDIK EL AZ ELEFÁNTLÁBAKON.

⚠ ELLENŐRIZZE A STABILITÁST.

6. HA A BÚTORT MOZGATJÁK, GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY BIZTONSÁGOSAN ÁLL, ISMÉTELVE A FENTI UTASÍTÁSOKAT.

⚠ *MAXIMÁLIS LÁBATMÉRŐ = Ø 8,5 CM

A = MAXIMÁLIS HASZNÁLÓI SÚLY

B = TISZTÍ TSA NEM DÖRZSÖLŐ RONGYAL ÉS SZAPPANOS VÍZZEL.

- ⓘ** MINDEN SÚLYOS BALESETET, AMELY A HASZNÁLAT SORÁN TÖRTÉNIK, BE KELL JELENTENI AZ EU KÉPVISELŐJÉNEK (EU ÜGYFELEKNEK) VAGY A GYÁRTÓNÁK (UK ÉS NEM EU ÜGYFELEKNEK).

(DA)

1. SØRG FOR, AT ANTISKID-DÆMPERNE ER PÅ PLADS PÅ TOPPEN AF ELEFANTFØDDERNE.
2. PLACER EN ELEFANTFOD TÆT PÅ HVER AF MØBELETS EKSISTERENDE FØDDER.
3. LØFT MØBLET FORSIGTIGT OP OG PLACER DET PÅ ELEFANTFØDDERNE.

⚠ VÆR FORSIGTIG MED IKKE AT OVERAN STRENGE DIG SELV, NÅR DU LØFTER MØBLET.

4. GENTAG PÅ DEN ANDEN SIDE AF MØBLET.
5. SØRG FOR, AT HVER FOD PÅ DET LØFTEDE MØBEL ER CENTRERET PÅ ELEFANTFØDDERNE.

⚠ TEST FOR STABILITET.

6. HVIS MØBLET FLYTTES, SKAL DU SIKRE DIG, AT DET ER SIKKERT VED AT GENTAGE OVENSTÅENDE INSTRUKTIONER.

⚠ *MAKSIMAL BEN DIAMETER = Ø 8,5 CM

A = MAKSIMAL BRUGERVÆGT

B = RENGØR MED EN IKKE-SLIBENDE KLUD OG SÆBEVAND.

- ⓘ** ALVORLIGE ULYKKER, DER SKER UNDER BRUG, SKAL RAPPORTERES TIL EU-REPRÆSENTANTEN (EU-KUNDER) ELLER FABRIKANTEN (UK OG IKKE-EU-KUNDER).

(LV)

1. PĀRLIECINIETIES, KA PRETPASLĪDĒŠANAS PAKLĀJĪNI IR UZSTĀDĪTI UZ ZILONĀJĀM.
2. NOVĪETOJĪET ZILONĀJĀU NETĀLU NO KATRA MĒBEĻU ESOŠĀ KĀJĀ.
3. UZMANĪGI PACELĪET MĒBELES UN NOVĪETOJĪET TĀS UZ ZILONĀJĀM.

⚠ ESIET UZMANĪGI, LAI NEPĀRPŪSTOS, PACELŅOT MĒBELES.

4. ATKĀRTOJĪET MĒBEĻU OTRĀ PUSĒ.
5. PĀRLIECINIETIES, KA KATRA PACELTĀ MĒBEĻU KĀJA IR CENTRĒTA UZ ZILONĀJĀM.

⚠ PĀRBAUDIET STABILITĀTI.

6. JA MĒBELES TĪEK PĀRVIETOTAS, PĀRLIECINIETIES, KA TĀS IR DROŠI NOSTIPRINĀTAS, ATKĀRTOJOT IEPRIEKŠ MINĒTOS NORĀDĪJUMUS.

⚠ *MAKSIMĀLAIS KĀJAS DIAMETRS = Ø 8,5 CM

A = MAKSIMĀLAIS LIETOTĀJA SVARS

B = TĪRĪT AR NESKABOJŅU DRĀNU UN ZĀĻU ŪDENI.

- ⓘ** VISI NOPIETNI NELAIMĪGIE GADĪJUMI, KĀS RODAS LĪDZĒŠANAS LAIKĀ, IR JĀZIŅO ES PĀRSTĀVIM (ES KLIENTIEM) VAI RAŽOTĀJĀM (UK UN NE-ES KLIENTIEM).

(EL)

1. BEBAIΩΘEITE OTI TA ANTIOLIZΘHTIKA MAEILAPRIA EINAI STH ΘEΣH TOYΣ ΠANΩ STA ΠOΔIA TOY ELEΦANTA.
2. TOΠOΘETHCTE ENA ΠOΔI ELEΦANTA KONTA CE KAEΘ YΠAPXON ΠOΔI TOY EΠIΠΛOY.
3. CHKΩCTE ΠPOCEKTIKA TO EΠIΠΛO KAI TOΠOΘETHCTE TO STA ΠOΔIA TOY ELEΦANTA.

⚠ ΠPOZEETE NA MHN KOYPACTEITE YΠEPBOLIKA OTAN CHKΩNETE TO EΠIΠΛO.

4. EPANAΛABETE CTHN AΛΛH ΠΛEYPA TOY EΠIΠΛOY.
5. BEBAIΩΘEITE OTI KAEΘ ΠOΔI TOY EΠIΠΛOY ΠOY CHKΩNETAI EINAI KENTPAPIZMENO STA ΠOΔIA TOY ELEΦANTA.

⚠ ΔOKIMACTE TH CTATHEPOTHTA.

6. AN TO EΠIΠΛO METAKINHΘEI, BEBAIΩΘEITE OTI EINAI ACFAPAC EPANAΛAMBANONTAC TICE ΠAPAΠANΩ OΔHΓICE.

⚠ *MEΠICTH ΔIAMETPOC ΠOΔIOY = Ø 8,5 CM

A = MEΠICTO BAPOC XPHCTH

B = KAEΘAPICTE ME ENA MH AΠAΛO ΠANI KAI CAPONICTMENO NEPO.

- ⓘ** OΠOIAΔHΠOTE COBAPA ATYXHMATA ΠOY CYMBAINOYN KATA TH XPHCTH ΠPEΠEI NA ANAΦEPONTAI CTON EK ΠPOCΩΠOY THCE EE (ΠEΛATEC EE) H CTON KATACKEYACTH (ΠEΛATEC HŃΩMENOY BACIΛEIOY KAI MH EE).

(MT)

1. KUN ŻGUR LI L-PADS LI JIPPREVJENU L-ŻLIEQ HUMA MQIEGHDA FUQ IL-PILIERI TAL-FRIEX.
2. POĠĠI PILIER TAL-FRIEX QRIB KULL WAĦDA MILL-IRĠIEL TAL-GĦAMARA LI DIGĀ HEMM.
3. GHOLLI L-GĦAMARA B'ATTENZJONI U POĠĠIHA FUQ IL-PILIERI TAL-FRIEX.

⚠ KUN ATTENT LI MA TEĠĠAGĦLAX RUĦEK WISQ META TGHOLLI L-GĦAMARA.

4. IRREPETI FUQ IN-NAĦA L-OĦRA TAL-GĦAMARA.
5. KUN ŻGUR LI KULL WAĦDA MILL-IRĠIEL TAL-GĦAMARA LI QED TITGHOLLA HIJA ĊENTRATA FUQ IL-PILIERI TAL-FRIEX.

⚠ IĊĊEKKJA L-ISTABBILTĀ.

6. JEKK L-GĦAMARA TIĠI MĊAQAQA, KUN ŻGUR LI HIJA SIGURA BILLI TIRREPETI L-ISTRUZZJONIJET TA' HAWN FUQ.

⚠ *MASSIMU TAD-DIJAMETRU TAR-RIGEL = Ø 8.5 CM

A = PIŻ MASSIMU TAL-UTENT

B = NADDEF BIĊ-ĊIRPA LI MA THARRIKX U ILMA BIL-ĠASAL.

- ⓘ** KULL INĊIDENT SERJU LI JSEHH MATUL L-UŻU GĦANDEH JITTRASMETTI LILL-RAPPREŻENTANT TAL-UE (KLJENTI UE) JEW LILL-MANIFATTUR (KLJENTI UK U LI MA JAPPARTJENUX GĦALL-UE).

(PL)

1. UPEWNIJ SIĘ, ŻE NA WIERZCHU PODWYŻSZEŃ ELEPHANT FEET ZNAJDUJĄ SIĘ PODKŁADKI ANTYPOŚLIZGOWE.
2. UMIEŚĆ JEDEN PODWYŻSZENIE ELEPHANT FOOT BLISKO KAŻDEJ NOGI MEBLA.
3. OSTROŻNIE PODNIĘŚ MEBEL I USTAW GO NA PODWYŻSZE-NIACH ELEPHANT FEET.

⚠ UWAGA: UNIKAJ NADMIERNEGO OBCIĄŻENIA PLECÓW PODCZAS PODNOSZENIA.

4. POWTÓRZ TEN KROK PO DRUGIEJ STRONIE MEBLA.
5. UPEWNIJ SIĘ, ŻE KAŻDA NOGA PODNOSZONEGO MEBLA JEST WYCENTROWANA NA PODWYŻSZENIU ELEPHANT FEET.

⚠ SPRAWDŹ STABILNOŚĆ MEBLA.

6. JEŚLI MEBEL ZOSTANIE PRZESUNIĘTY, UPEWNIJ SIĘ, ŻE JEST STABILNY, POWTARZAJĄC POWYŻSZE KROKI.

⚠ *MAKSIMALNA ŚREDNICA NOGI MEBLA: Ø 8,5 CM

A = MAKSIMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA

B = CZYSZCIC NIĘŚCIERNYMI ŚRODKAMI I WODĄ Z MYDŁEM.

- ⓘ** KAŻDY POWAŻNY WYPADK ZWIĄZANY Z UŻYTKOWANIEM PRODUKTU NALEŻY ZGŁOSIĆ PRZEDSTAWICIELOWI EC (KLIENCI Z UE) LUB PRODUCEN TOWI (KLIENCI Z WIELKIEJ BRYTANII I SPOZA UE).

(PT)

1. CERTIFIQUE-SE DE QUE AS ALMOFADAS ANTIDERRAPANTES ESTÃO COLOCADAS NO TOPO DOS ELEVADORES ELEPHANT FEET.
2. COLOQUE UM ELEVADOR ELEPHANT FOOT PRÓXIMO A CADA PERNA DO MÓVEL.
3. LEVANTE CUIDADOSAMENTE O MÓVEL E POSICIONE-O SOBRE OS ELEVADORES ELEPHANT FEET.

⚠ ATENÇÃO: EVITE ESFORÇO EXCESSIVO AO LEVANTAR.

4. REPITA O PROCESSO DO OUTRO LADO DO MÓVEL.
5. CERTIFIQUE-SE DE QUE CADA PERNA DO MÓVEL ESTÁ CENTRALIZADA NOS ELEVADORES ELEPHANT FEET.

⚠ TESTE A ESTABILIDADE DO MÓVEL.

6. SE O MÓVEL FOR MOVIDO, VERIFIQUE SE ESTÁ SEGURO REPETINDO AS INSTRUÇÕES ACIMA.

⚠ *DIÁMETRO MÁXIMO DA PERNA DO MÓVEL: Ø 8,5 CM

A = PESO MÁXIMO DO UTILIZADOR

B = LIMPE COM UM PANO NÃO ABRASIVO E ÁGUA COM SABÃO.

- ⓘ** QUALQUER ACIDENTE GRAVE OCORRIDO DURANTE O USO DEVE SER REPORTADO AO REPRESENTANTE DA EC (CLIENTES DA UE) OU AO FABRICANTE (CLIENTES DO REINO UNIDO E DE FORA DA UE).

(RO)

1. ASIGURAȚI-VĂ CĂ TAMPOANELE ANTIDERAPANTE SUNT PLASATE PE PARTEA SUPERIOARĂ A SUPTURILOR ELEPHANT FEET. 2. AȘEZAȚI UN SUPTOR ELEPHANT FOOT LÂNGĂ FIECARE PICIOR AL MOBILIERULUI.
3. RIDICAȚI CU GRIJĂ MOBILIERUL ȘI POZIȚIONAȚI-L PE SUPTURILE ELEPHANT FEET.

⚠ ATENȚIE: EVITAȚI SUPRASOLICITAREA SPATELUI ÎN TIMPUL RIDICĂRII.

4. REPETAȚI PROCEDUREA PENTRU CEALALTĂ PARTE A MOBILIERULUI.
5. ASIGURAȚI-VĂ CĂ FIECARE PICIOR AL MOBILIERULUI RIDICAT ESTE CENTRAT PE SUPTURILE ELEPHANT FEET.

⚠ TESTAȚI STABILITATEA MOBILIERULUI.

6. DACĂ MOBILIERUL ESTE MUTAT, ASIGURAȚI-VĂ CĂ ESTE STABIL, REPETÂND INSTRUCȚIUNILE DE MAI SUS.

⚠ *DIAMETRUL MAXIM AL PICIORULUI MOBILIERULUI: 8,5 CM

A = GREUTATEA MAXIMĂ A UTILIZATORULUI

B = ȘTERGEȚI CU O CÂRPĂ NON-ABRAZIVĂ ȘI APĂ CU SĂPUN.

- ⓘ** ORICE ACCIDENT GRAV CARE APARE ÎN TIMPUL UTILIZĂRII TREBUIE RAPORTAT REPREZENTANTULUI EC (PENTRU CLIEȚII DIN UE) SAU PRODUCĂTORULUI (PENTRU CLIEȚII DIN MAREA BRITANIE ȘI DIN AFARA UE).

(SK)

1. UISTITE SA, ŽE PROTIŠMYKOVÉ PODLOŽKY SÚ UMIESTNENÉ NA VRCHNEJ ČASTI PODSTAVCOV ELEPHANT FEET.
2. UMIESTNITE JEDEN PODSTAVEC ELEPHANT FOOT BLÍZKO KAŽDEJ NOHY NÁBYTKU.
3. OPATRNĚ ZDVIHNITE NÁBYTOK A POLOŽTE HO NA PODSTAVCE ELEPHANT FEET.

⚠ UPOZORNENIE: VYHNITE SA NADMERNÉMU ZATAŽENIU CHRBTU PRI ZDVÍHANÍ.

4. TENTO POSTUP ZOPAKUJTE NA DRUHEJ STRANE NÁBYTKU.
5. UISTITE SA, ŽE KAŽDÁ NOHA ZDVÍHANÉHO NÁBYTKU JE VYCENTROVANÁ NA PODSTAVCI ELEPHANT FEET.

⚠ SKONTROLUJTE STABILITU NÁBYTKU.

6. AK DÔJDE K POSUNUTIU NÁBYTKU, UISTITE SA, ŽE JE STABILNÝ, ZOPAKOVANÍM VYŠŠIE UVEDENÝCH POKYNOV.

⚠ *MAXIMÁLNY PRIEMER NOHY NÁBYTKU: Ø 8,5 CM

A = MAXIMÁLNA HMOTNOSŤ UŽIVATEĽA

B = UTIERAJTE NEABRAZÍVNOU HANDRIČKOU A MYDLOVOU VODOU.

- ⓘ** KAŽDÚ VÁŽNŤU NEHODU SPÔSOBENÚ POUŽÍVANÍM JE POTREBNÉ NAHLÁSIŤ ZÁSTUPCOVI EC (ZÁKAZNÍCI Z EÚ) ALEBO VÝROBCOVI (ZÁKAZNÍCI Z VEĽKEJ BRITÁNIE A MIMO EÚ).

(SL)

1. PREPŘIČAJTE SE, DA SO PROTIDRSNE BLAZINICE NAMEŠČENE NA VRHU PODSTAVCOV ELEPHANT FEET.
2. PODSTAVEK ELEPHANT FOOT POSTAVITE BLIZU VSAKE NOGE POHIŠTVA.
3. PREDVIDNO DVIIGNITE POHIŠTVO IN GA POSTAVITE NA PODSTAVKE ELEPHANT FEET.

⚠ POZOR: IZOGIBAJTE SE PRETIRANEMU OBREMENJEVANJU HRBTA PRI DVIIGANJU.

4. POSTOPEK PONOVI TE NA DRUGI STRANI POHIŠTVA.
5. PREPŘIČAJTE SE, DA JE VSAKA NOGA POHIŠTVA POSTAVLJENA NA SREDINO PODSTAVKA ELEPHANT FEET.

⚠ PREVERITE STABILNOST POHIŠTVA.

6. ČE PREAMKNETE POHIŠTVO, SE PREPŘIČAJTE, DA JE STABILNO, TAKO DA PONOVI TE ZGORNJA NAVODILA.

⚠ *NAJVEČJI PREMER NOGE POHIŠTVA: Ø 8,5 CM

A = NAJVEČJA TEŽA UPORABNIKA

B = OBRISIŠE S KRPO, KI NI ABRAZIVNA, IN MILNICO.

- ⓘ** VSAKO RESNO NESREČO, KI SE ZGODI MED UPORABO, JE TREBA PRIJAVITI ZASTOPNIKU EC (ZA STRANKE IZ EU) ALI PROIZVAJALCU (ZA STRANKE IZ ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN IZVEN EU).

(SV)

1. SE TILL ATT HALSKSKYDDEN ÄR PÅ PLATS OVANPÅ ELEPHANT FEET.
2. PLACERA EN ELEPHANT FOOT NÄRA VARJE BEFINTLIGT MÖBELBEN.
3. LYFT FÖRSIKTIGT UPP MÖBELN OCH PLACERA DEN PÅ ELEPHANT FEET.

⚠ VARNING: UNDVIK ATT BELASTA RYGGEN VID LYFT.

4. UPPREPA PÅ MÖBELNS ANDRA SIDA.
5. SE TILL ATT VARJE BEN PÅ MÖBELN ÄR CENTRERAT PÅ ELEPHANT FEET.

⚠ KONTROLLERA STABILITETEN.

6. OM MÖBELN FLYTTAS, SE TILL ATT DEN STÅR STABILT GENOM ATT UPPREPA OVANSTÅENDE STEG.

⚠ *MAXIMAL BENBREDD: Ø 8,5 CM

A = MAXIMAL ANVÄNDARVIKT

B = TORKA AV MED EN ICKE-SLIPANDE TRASA OCH TVÄLIGT VATTEN.

- ⓘ** ALLVARLIGA OLYCKOR SOM INTRÄFFAR VID ANVÄNDNING SKA RAPPORTERAS TILL EC-REPRESENTANTEN (FÖR EU-KUNDER) ELLER TILLVERKAREN (FÖR KUNDER I STORBRIANNIEN OCH UTANFÖR EU).

(HR)

1. PROVJERITE JESU LI PROTUKLIZNI JASTUČIĆI POSTAVLJENI NA VRH PODIZAČA ELEPHANT FEET.
2. POSTAVITE JEDAN PODIZAČ ELEPHANT FOOT BLIZU VSAKE NOGE NAMJEŠTAJA.
3. PAŽLJIVO PODIGNITE NAMJEŠTAJ I POSTAVITE GA NA PODIZAČE ELEPHANT FEET.

⚠ UPOZORENJE: IZBJEGAVAJTE PREKOMJERNO NAPREZANJE LEĐA PRILIKOM PODIZANJA.

4. PONOVI TE POSTUPAK S DRUGE STRANE NAMJEŠTAJA.
5. PROVJERITE JE LI SVAKA NOGA NAMJEŠTAJA CENTRIRANA NA PODIZAČU ELEPHANT FEET.

⚠ TESTIRAJTE STABILNOST NAMJEŠTAJA.

6. AKO SE NAMJEŠTAJ POKAKNE, PROVJERITE JE LI STABILAN PONAVLJANJEM GORE NAVEDENIH UPUTA.

⚠ *MAKSIMALNI PROMJER NOGE NAMJEŠTAJA: Ø 8,5 CM

A = MAKSIMALNA TEŽINA KORISNIKA

B = OBRISIŠE NEABRAZIVNOM KRPO I SAPUNICOM.

- ⓘ** SVAKA OZBILJNA NESREĆA TIJEKOM UPOTREBE MORA SE PRIJAVITI EC PREDSTAVNIKU (ZA KORISNIKE IZ EU) ILI PROIZVOĐAČU (ZA KORISNIKE IZ UJEDINJENOG KRALJEVSTVA I IZVAN EU).

BG

1. УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ НЕПЛЪЗГАЩИТЕ СЕ ПОДЛОЖКИ СА ПОСТАВЕНИ ВЪРХУ ПОДСТАВКИТЕ ELEPHANT FEET.
2. ПОСТАВЕТЕ ЕДНА ПОДСТАВКА ELEPHANT FOOT БЛИЗО ДО ВСЕКИ КРАК НА МЕБЕЛА.
3. ВНИМАТЕЛНО ПОВДИГНЕТЕ МЕБЕЛА И ГО ПОСТАВЕТЕ ВЪРХУ ПОДСТАВКИТЕ ELEPHANT FEET.

⚠ ВНИМАНИЕ: ИЗБЯГВАЙТЕ ПРЕНАТОВАРВАНЕ НА ГЪРБА ПРИ ПОВДИГАНЕ.

4. ПОВТОРЕТЕ ПРОЦЕДУРАТА ОТ ДРУГАТА СТРАНА НА МЕБЕЛА.
5. УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ВСЕКИ КРАК НА МЕБЕЛА Е ЦЕНТРИРАН ВЪРХУ ПОДСТАВКИТЕ ELEPHANT FEET.

⚠ ПРОВЕРЕТЕ ЗА СТАБИЛНОСТ.

6. АКО МЕБЕЛЪТ БЪДЕ ПРЕМЕСТЕН, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ Е СТАБИЛЕН, КАТО ПОВТОРИТЕ ГОРНИТЕ ИНСТРУКЦИИ.

⚠ *МАКСИМАЛЕН ДИАМЕТЪР НА КРАКА НА МЕБЕЛА: 8,5 CM

- A = МАКСИМАЛНО ТЕГЛО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
 B = ПОЧИСТВАЙТЕ С НЕАБРАЗИВНА КЪРПА И САПУНЕНА ВОДА.

ⓘ ВСЕКИ СЕРИОЗЕН ИНЦИДЕНТ, ВЪЗНИКНАЛ ПО ВРЕМЕ НА УПОТРЕБА, ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДОКЛАДВАН НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ЕС (ЗА КЛИЕНТИ ОТ ЕС) ИЛИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ЗА КЛИЕНТИ ОТ ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ИЗВЪН ЕС).

CS

1. UJISTĚTE SE, ŽE JSOU PROTISKLUZOVÉ PODLOŽKY UMÍSTĚNY NA HORNÍ STRANĚ SLONÍCH NOH
2. UMÍSTĚTE SLONÍ NOHU BLÍZKO KE KAŽDÉ STÁVAJÍCÍ NOZE NÁBYTKU
3. OPATRNĚ ZVEDNĚTE NÁBYTEK NA SLONÍ NOHY

⚠ DÁVEJTE POZOR, ABYSTE SE PŘI ZVEDÁNÍ NEPŘETÍŽILI

4. OPAKUJTE NA DRUHÉ STRANĚ NÁBYTKU
5. UJISTĚTE SE, ŽE KAŽDÁ NOHA ZVEDANÉHO NÁBYTKU JE VYSTŘEDĚNA NA SLONÍCH NOHÁCH

⚠ OTESTUJTE STABILITU

6. POKUD JE NÁBYTEK PŘESUNUT, ZAJISTĚTE JEHO BEZPEČNOST OPAKOVÁNÍM VÝŠE UVEDENÝCH POKYNŮ

⚠ *MAXIMÁLNÍ PRŮMĚR NOHY = Ø 8,5 CM

- A = MAXIMÁLNÍ HMOTNOST UŽIVATELE
 B = OTÍREJTE NEABRAZIVNÍM HADŘÍKEM A MÝDLOVOU VODOU

ⓘ JAKÁKOLIV VÁŽNÁ NEHODA, KE KTERÉ PŘI POUŽÍVÁNÍ DOJDE, BY MĚLA BÝT NAHLÁŠENA ZÁSTUPCI ES (ZÁKAZNÍCI Z EU) NEBO VÝROBCI (ZÁKAZNÍCI Z UK A MIMO EU)

IT

1. ASSICURARSI CHE I CUSCINETTI ANTISCIVOLO SIANO POSIZIONATI SULLA PARTE SUPERIORE DEI PIEDI ELEFANTE
2. POSIZIONARE UN PIEDE ELEFANTE VICINO A CIASCUN PIEDE ESISTENTE DEL MOBILE
3. SOLLEVARE CON ATTENZIONE IL MOBILE SUI PIEDI ELEFANTE

⚠ FARE ATTENZIONE A NON SFORZARSI DURANTE IL SOLLEVAMENTO

4. RIPETERE SULL'ALTRO LATO DEL MOBILE
5. ASSICURARSI CHE OGNI GAMBA DEL MOBILE DA SOLLEVARE SIA CENTRATA SUI PIEDI ELEFANTE

⚠ VERIFICARE LA STABILITÀ

6. SE IL MOBILE VIENE SPOSTATO, ASSICURARSI CHE SIA SICURO RIPETENDO LE ISTRUZIONI DI CUI SOPRA.

⚠ *DIAMETRO MASSIMO DELLA GAMBA = Ø 8,5 CM

- A = PESO MASSIMO DELL'UTENTE
 B = PULIRE CON UN PANNINO NON ABRASIVO E ACQUA SAPONATA

ⓘ QUALSIASI INCIDENTE GRAVE CHE SI VERIFICHI DURANTE L'USO DEVE ESSERE SEGNALATO AL RAPPRESENTANTE CE (CLIENTI UE) O AL PRODUTTORE (CLIENTI UK E NON UE)

i**FR**

Produit soumis à une règle de tri

Triman - Indicate recycling and sorting rules

**FR**

NOTICE

