

SWERECO



Inkontinensartiklar

**Avtalsnummer:
SUN 2023-075**

Avtalsstart 2024-02-01

Hej!

Denna sortimentsöversikt har vi gjort för att ni enkelt skall kunna ta del av det sortiment som är upphandlat från Swereco inom Södertörns verksamheter.

Ni som gör förskrivningar och tar hand om patienter, har en oerhört viktig roll i att kunna vägleda och hjälpa dem att hitta produkter som kan ge dem en trygghet och säkerhet i sin vardag. Vi vill genom denna sortimentsöversikt kunna göra det enklare för er i det viktiga arbetet.

För dig som är användare av detta sortiment så hoppas vi kunna vägleda dig till att hitta produkter som ger dig en trygghet och säkerhet för att kunna upprätthålla ett aktivt och socialt liv.

Om ni vill ha mer information, har några frågor eller synpunkter är ni varmt välkomna att kontakta oss, likaså om ni vill beställa prover.

Övrigt sortiment

Välkommen in på vår hemsida www.swereco.com där ni finner vårt övriga sortiment.

Kontakt:

Swereco AB

Vagnvägen 4

364 42 Lenhovda

Tel: 08 - 5000 5240

e-mail: order@swereco.com

Hälsningar

SWERECO



Saniline C Normal är ett unikt specialtiesydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C normal
Art nr	7471
Antal produkter/förpackning	14 st
Antal produkter/transportförpackning	168 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	83 ml
Mått	B8,5 x L22,5 cm



Saniline C Maxi with wings är ett unikt specialtiesydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C maxi with wings
Art nr	7475
Antal produkter/förpackning	10 st
Antal produkter/transportförpackning	120 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	143 ml
Mått	B15 x L30,2 cm





Sanisoft mini är ett inkontinensskydd för personer med droppinkontinens. Sanisoft är ett tunt, diskret och mjukt inkontinensskydd med vingar. Skyddet innehåller superabsorbenter som förhindrar dålig lukt.

Varumärke	Sanisoft
Benämning	Sanisoft mini
Art nr	3530
Mått	B7-14 x L22,5 cm
Antal produkter/förpackning	28 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1	99 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3	33 ml



Sanisoft mini plus long u. vingar är ett inkontinensskydd för personer med droppinkontinens. Sanisoft är ett tunt mjukt och anatomiskt inkontinensskydd utan vingar. Skyddet innehåller superabsorbenter som förhindrar dålig lukt.

Varumärke	Sanisoft
Benämning	Sanisoft mini plus long u. vingar
Art nr	3542
Mått	B8-9,2 x L30 cm
Antal produkter/förpackning	28 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1	113 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3	37,6 ml



Saniform herr nr. 1-5 är ett inkontinensskydd för män med små till stora urinläckage. Fixering av skyddet bör göras med en fixeringsbyxa eller tätsittande kalsong. Inkontinensskyddet innehåller superabsorbenter som förhindrar dålig lukt.

Varumärke	Saniform				
Benämning	Saniform herr nr. 1	Saniform herr nr. 2	Saniform herr nr. 3	Saniform herr nr. 4	Saniform herr nr. 5
Art nr	2730	2720	2700	2725	2710
Mått	B7,5-12 x L14 cm	B8-13 x L14 cm	B9-13 x L14 cm	B7-16 x L14 cm	B7-12 x L15 cm
Antal produkter/förpackning	30 st	30 st	25 st	25 st	40 st
Antal produkter/transportförpackning	120 st	120 st	100 st	100 st	160 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1	175 ml	234 ml	308 ml	327 ml	345 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3	58,3 ml	78 ml	102,6 ml	109 ml	115 ml





Sanifix fixeringsbyxor för inkontinensskydd

Flergångsbyxa för fixering av inkontinensskydd. Smidig byxa med god elasticitet, bra passform och fällade ben på fixeringsbyxorna med "ben". Extra elastisk som håller skyddet på plats. Noggrann utprovning av storleken är viktig för byxans funktion vilket minskar/ förhindrar risken för läckage och onödiga byten. Byxans storlek mäts kring midjan. Färgkodade.



Sanifix Standard med ben är en flergångsbyxa för att fixera inkontinensskydd. Byxan är extra elastisk för att hålla inkontinensskyddet på plats. Kan tvättas 25 gånger i 60 grader .

Varumärke	Sanifix						
Benämning	Sanifix Standard med ben						
Art nr	4010V-5	4110V-5	4210V-5	4310V-5	4410V-5	4510V-5	4610V-5
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila
Mått midja	60-90 cm	70-100 cm	80-110 cm	90-120 cm	100-130 cm	115-150 cm	120-160 cm
Mått lårvidd	40-55 cm	45-60 cm	50-65 cm	55-70 cm	60-75 cm	65-85 cm	75-100 cm
Antal / förpackning	5 st						
Material	94 % Polyester, 6 % Spandex						
Krympning	<5%						



Sanifix Standard utan ben är en flergångsbyxa för att fixera inkontinensskydd. Byxan är extra elastisk för att hålla inkontinensskyddet på plats. Kan tvättas 25 gånger i 60 grader .

Varumärke	Sanifix							
Benämning	Sanifix Standard utan ben							
Art nr	4045-5	4145-5	4245-5	4345-5	4445-5	4545-5	4645-5	4745-5
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila	Vit
Mått midja	48-75 cm	55-80 cm	70-95 cm	80-120 cm	90-130 cm	100-155 cm	120-160 cm	130-180 cm
Mått lårvidd	24-40 cm	35-55 cm	45-60 cm	55-65 cm	60-75 cm	70-80 cm	75-90 cm	80-100 cm
Antal / förpackning	5 st							
Material	87 % Polyester, 13 % Spandex							
Krympning	<5%							



Lakansskydd Eldner är ett lakansskydd för personer med urinläckage. Lakansskyddet bäddas i sängen och absorberar urin samt skyddar sängens madrass mot urinläckage. Bädda alltid in bäddflikarna under madrassen för bästa komfort och säkerhet. Kan tvättas ca 450 gånger i 90 grader.

	Absorba lakansskydd med vätskespär		
Varumärke	Absorba		
Benämning	Eldner		
Lakansskyddets egenskap	Lakansskydd som är bra för små läckage, ett allround skydd		
Art.nr	1169-S	1169-M	1169-L
Totalyta	B190 x L85 cm	B215 x L85 cm	B250 x L85 cm
Liggyta	B90 x L85 cm	B115 x L85 cm	B150 x L85 cm
Material liggyta	50% bomull, 50% Polyester		
Absorptionskapacitet SS8760033:2015	1537 ml (+/- 43 ml)		
Antal / förpackning	1 st		



Lakansskydd utan bäddflikar är lakansskydd med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Lakansskyddet har inga bäddflikar. Kan tvättas ca 200 gånger i 90 grader.



	Lakansskydd utan bäddflikar	
Varumärke	Absorba	
Benämning	Absorba lakansskydd Idun	Absorba lakansskydd Frej
Art nr	1229	1221
Totalyta inkl liggyta	B90 x L80 cm	B90 x L150 cm
Absorptionskapacitet SS8760033:2015	1160 ml	3296 ml
Antal / förpackning	1 st	
Material liggyta	100 % Polyester	




Lakansskydd med handtag är ett lakansskydd med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. På sidorna finns det handtag som underlättar för vårdpersonal vid vändning av brukare. Kan tvättas ca 450 gånger i 90 grader.



Lakansskydd med handtag		
Varumärke	Absorba	
Benämning	Absorba lakansskydd Atlas	Absorba lakansskydd Loke
Art nr	1040	10401
Totalyta inkl liggyta	B85 x L90 cm	B85 x L180 cm
Absorptionskapacitet SS8760033:2015	2476 ml	4965 ml
Antal / förpackning	1 st	
Material liggyta	100 % Borstad polyester	

Sittskydd är ett skydd som förhindrar läckage på möblerna.

Sittskyddet har ett spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Kan tvättas ca 100 gånger i 90 grader. Tvättas innan användning.



Absorba					
Varumärke	Absorba				
Benämning	Absorba sittskydd				
Art nr	1293	1295	1296	1297	1298
Färg	Blå	Ljusgrön	Blå	Grön	Ljusgrön
Mått	B60 x L45 cm	B35 x L35 cm	B45 x L45 cm		
Absorptionskapacitet	755 ml	420 ml	660 ml		525 ml
Antal / förpackning	1 st				
Material	100 % Polyester				
Sittyta	65 % Polyester, 35 % Rayon				
Absorptionsskikt	Polyuretan				
Spärrskikt	100 % Polyester				
Baksida	100 % Polyester				



Kan vi underlätta för dig?

Besök vår hemsida: www.swereco.com

Swereco AB, Vagnvägen 4, 364 42 Lenhovda

Tel: 08-5000 5240

Email: order@swereco.com

SWERECO