

SWERECO

Inkontinens Halland



Absorberande och avledande

Avtalsnummer: RS 231161

Avtalsstart 2024-10-01

Hej!

Denna sortimentsöversikt har vi gjort för att ni enkelt skall kunna ta del av det sortiment som är upphandlat från Swereco inom Halland.

Ni som gör förskrivningar och tar hand om patienter, har en oerhört viktig roll i att kunna vägleda och hjälpa dem att hitta produkter som kan ge dem en trygghet och säkerhet i sin vardag. Vi vill genom denna sortimentsöversikt kunna göra det enklare för er i det viktiga arbetet.

För dig som är användare av detta sortiment så hoppas vi kunna vägleda dig till att hitta produkter som ger dig en trygghet och säkerhet för att kunna upprätthålla ett aktivt och socialt liv.

Om ni vill ha mer information, har några frågor eller synpunkter är ni varmt välkomna att kontakta oss, likaså om ni vill beställa prover.

Övrigt sortiment

Välkommen in på vår hemsida www.swereco.com där ni finner vårt övriga sortiment.

Kan vi underlätta för dig?

Besök vår hemsida: www.swereco.com

Swereco AB, Vagnvägen 4, 364 42 Lenhovda

Tel: 08-5000 5240

SWERECO



Saniline Normal är ett unikt specialtiesydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C normal
Art nr	7471
Antal produkter/förpackning	14 st
Antal produkter/transportförpackning	168 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	83 ml
Mått	B8,5 x L22,5 cm



Saniline Maxi with wings är ett unikt specialtiesydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C maxi with wings
Art nr	7475
Antal produkter/förpackning	10 st
Antal produkter/transportförpackning	120 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	143 ml
Mått	B15 x L30,2 cm



Saniform herr nr. 1-5 är ett inkontinensskydd för män med små till stora urinläckage. Fixering av skyddet bör göras med en fixeringsbyxa eller tätsittande kalsong. Inkontinensskyddet innehåller superabsorbenter som förhindrar dålig lukt.

Varumärke	Saniform
Benämning	Saniform herr nr. 1
Art nr	2730
Mått	B7,5-12 x L14 cm
Antal produkter/förpackning	30 st
Antal produkter/	120 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1	175 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3	58,3 ml



Saniline urinflaska med lock kan användas av män som har svårt att ta sig till toaletten. Den kan användas i liggandes, ståendes eller i sittandes ställning. Flaskan rymmer 1000 ml och har tydlig volymangivelse graderad i 100 ml intervaller.



Varumärke	Sanicare	
Benämning	Saniline urinflaska med lock, PE, 1000 ml	Reservlock till urinflaska Saniline 2901
Art nr	2901	2903 (lock)
Material	Polyeten	Polypropen
Antal / förpackning	1 st	
Rengöring	Tål värmedesinfektion upp till 90 °C	

Saniline urinflaska för kvinnor kan användas av kvinnor som har svårt att ta sig till toaletten. Den är mest lämplig att använda vid liggandes ställning. Flaskan rymmer 800 ml och har tydlig volymangivelse.

Varumärke	Sanicare
Benämning	Saniline urinflaska för kvinnor
Art nr	2905
Material	Polyeten
Antal / förpackning	1 st
Rengöring	Tål värmedesinfektion upp till 90 °C



Sanifix Standard utan ben är en flergångsbyxa för att fixera inkontinensskydd. Byxan är extra elastisk för att hålla inkontinensskyddet på plats. Kan tvättas 25 gånger i 60 grader .

Varumärke	Sanifix						
Benämning	Sanifix Standard utan ben						
Art nr	4045-5	4145-5	4245-5	4345-5	4445-5	4545-5	4645-5
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila
Mått midja	48-75 cm	55-80 cm	70-95 cm	80-120 cm	90-130 cm	100-155 cm	120-160 cm
Mått lårvidd	24-40 cm	35-55 cm	45-60 cm	55-65 cm	60-75 cm	70-80 cm	75-90 cm
Antal / förpackning	5 st						
Material	87 % Polyester, 13 % Spandex						
Krympning	<5%						



Sanifix absorberande boxershorts är en tvättbar absorberande flergångsbyxa vid droppinkontinens för barn. Byxan är ett alternativ istället för engångsprodukter. Klarar ca 100 tvättar i 60 grader utan att förlora sin uppsugningsförmåga.

Varumärke	Sanifix				
Benämning	Sanifix absorberande boxershorts				
Art nr	6411	6412	6413	6414	6415
Storlek	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11 år och
Mått höft/stuss	52-68 cm	60-74 cm	64-76 cm	66-80 cm	76-84 cm
Mått midja	46-62 cm	50-64 cm	52-66 cm	58-72 cm	64-80 cm
Mått benöppning	26-40 cm	28-42 cm	30-44 cm	32-46 cm	36-48 cm
Antal / förpackning	1 st				
Absorptionskapacitet	66,6 ml				
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex				



Sanifix Comfort med ben är en flergångsbyxa för att fixera inkontinensskydd. Byxan är extra elastisk för att hålla inkontinensskyddet på plats. Kan tvättas 100 gånger i 60 grader .



Varumärke	Sanifix				
Benämning	Sanifix Comfort med ben				
Art nr	5110-3	5210-3	5310-3	5410-3	5510-3
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Färgkod	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange
Mått midja	75-105 cm	80-120 cm	90-130 cm	95-145 cm	105-155 cm
Mått lårvidd	44-64 cm	48-66 cm	50-68 cm	54-70 cm	56-74 cm
Antal /	3 st				
Material	96 % Polyester, 4 % Spandex				
Krympning	<5%				



Sanifix Comfort utan ben är en flergångsbyxa för att fixera inkontinensskydd. Byxan är extra elastisk för att hålla inkontinensskyddet på plats. Kan tvättas 100 gånger i 60 grader .

Varumärke	Sanifix				
Benämning	Sanifix Comfort utan ben				
Art nr	5121-3	5122-3	5123-3	5124-3	5125-5
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Färgkod	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange
Mått midja	75-105 cm	80-120 cm	90-130 cm	95-145 cm	105-155 cm
Mått lårvidd	44-64 cm	48-68 cm	52-72 cm	56-76 cm	60-84 cm
Antal /	3 st				
Material	96 % Polyester, 4 % Spandex				
Krympning	<5%				



Sanifix absorberande boxertrosa är en tvättbar absorberande flergångsbyxa vid droppinkontinens för barn. Byxan är ett alternativ istället för engångsprodukter. Klarar ca 100 tvättar i 60 grader utan att förlora sin uppsugningsförmåga.

Varumärke	Sanifix				
Benämning	Sanifix absorberande boxertrosa				
Art nr	6401	6402	6403	6404	6405
Storlek	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11 år och uppåt
Mått höft/stuss	46-54 cm	52-64 cm	54-66 cm	56-70 cm	64-84 cm
Mått midja	40-50 cm	44-60 cm	50-64 cm	54-68 cm	60-80 cm
Mått benöppning	28-36 cm	30-40 cm	32-42 cm	34-44 cm	36-46 cm
Antal / förpackning	1 st				
Absorptionskapacitet praktiskt	66,6 ml				
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex				



Sanifix absorberande trosa är en tvättbar absorberande flergångsbyxa vid droppinkontinens för vuxna. Byxan är ett alternativ istället för engångsprodukter. Klarar ca 100 tvättar i 60 grader utan att förlora sin uppsugningsförmåga.



Varumärke	Sanifix						
Benämning	Sanifix absorberande trosa						
Art nr	6420	6421	6422	6423	6424	6425	6426
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Mått höft/stuss	68-92 cm	72-98 cm	78-104 cm	80-108 cm	88-112 cm	90-118 cm	92-120 cm
Mått midja	58-80 cm	60-90 cm	66-95 cm	70-100 cm	74-108 cm	80-112 cm	88-120 cm
Mått benöppning	44-60 cm	46-65 cm	50-70 cm	52-75 cm	54-80 cm	56-85cm	60-90 cm
Antal / förpackning	1 st						
Absorptionskapacitet praktiskt	66,6 ml						
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex						

Sanifix absorberande kalsong är en tvättbar absorberande flergångsbyxa vid droppinkontinens för vuxna. Byxan är ett alternativ istället för engångsprodukter. Klarar ca 100 tvättar i 60 grader utan att förlora sin uppsugningsförmåga.



Varumärke	Sanifix						
Benämning	Sanifix absorberande kalsong						
Art nr	6540	6541	6542	6543	6544	6545	6546
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Mått höft/stuss	71-79 cm	81-88 cm	91-97 cm	102-107 cm	112-117 cm	122-132 cm	137-147 cm
Mått midja	54-70 cm	56-74 cm	64-84 cm	76-90 cm	80-106 cm	88-120 cm	100-146 cm
Mått benöppning	42-52 cm	46-58 cm	54-64 cm	58-70 cm	62-80 cm	70-88 cm	80-100 cm
Antal / förpackning	1 st						
Absorptionskapacitet	66,6 ml						
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex						

Sanifix absorberande boxershorts är en tvättbar absorberande flergångsbyxa vid droppinkontinens för vuxna. Byxan är ett alternativ istället för engångsprodukter. Klarar ca 100 tvättar i 60 grader utan att förlora sin uppsugningsförmåga.



Varumärke	Sanifix						
Benämning	Sanifix absorberande boxershorts						
Art nr	6570	6571	6572	6573	6574	6575	6576
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Mått höft/stuss	70-84 cm	80-100 cm	86-110 cm	98-120cm	104-130 cm	110-140 cm	120-150 cm
Mått midja	60-80 cm	66-90 cm	74-100 cm	88-114 cm	92-120 cm	98-130 cm	110-150 cm
Mått benöppning	32-44 cm	40-52 cm	44-56 cm	50-60 cm	54-64 cm	58-68 cm	60-70 cm
Antal / förpackning	1 st						
Absorptionskapacitet	116,6 ml						
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex						

Badshorts snörning i midjan är en speciellt framtagen badbyxa för personer med urin- och eller avföringsinkontinens. Badbyxan är unik då man inte behöver ett extra inkontinensskydd i badbyxan. UVF 50+ samt klorresistent, kan tvättas i 40 grader.



Varumärke	Kes-vir™		
Benämning	Kes-vir Badshorts snörning i midjan, blå		
Art nr	9881	9882	9883
Storlek	S	M	L
Mått midja	71-78 cm	81-97 cm	91-107 cm
Mått ljumsken	40-56 cm	46-62 cm	52-68 cm
Antal / förpackning	1 st		
Material	Yttertåg: Yttertåg: 79% Polyamid Micro 21% Xtra Life LYCRA® Innertåg: PU-belagd 100% Polyester.		
Krympning	<5%		



Badbyxa med ben är en speciellt framtagen badbyxa för personer med urin- och eller avföringsinkontinens. Badbyxan är unik då man inte behöver ett extra inkontinensskydd i badbyxan. UVF 50+ samt klorresistent, kan tvättas i 40 grader.



Varumärke	Kes-vir™						
Benämning	Kes-vir Badbyxa med ben, 3-16 år						
Art nr	9781	9782	9783	9784	9785	9786	9787
Storlek	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11-12 år	13-14 år	15-16 år
Mått midja	44-58 cm	48-61 cm	51-64 cm	54-68 cm	57-72 cm	60-78 cm	63-82 cm
Mått ljumsken	26-34 cm	28-37 cm	30-40 cm	33-43 cm	36-46 cm	38-48 cm	40-50 cm
Antal / förpackning	1 st						
Material	Yttertåg: Yttertåg: 79% Polyamid Micro 21% Xtra Life LYCRA® Innertåg: PU-belagd 100% Polyester.						



Badshorts är en speciellt framtagen badbyxa för personer med urin- och eller avföringsinkontinens. Badbyxan är unik då man inte behöver ett extra inkontinensskydd i badbyxan. UVF 50+ samt klorresistent, kan tvättas i 40 grader.

Varumärke	Kes-vir™						
Benämning	Kes-vir Badshorts, 3-16 år, manet						
Art nr	9791	9792	9793	9794	9795	9796	9797
Storlek	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11-12 år	13-14 år	15-16 år
Mått midja	44-58 cm	48-61 cm	51-64 cm	54-68 cm	57-72 cm	60-78 cm	63-82 cm
Mått ljumsken	26-34 cm	28-37 cm	30-40 cm	33-43 cm	36-46 cm	38-48 cm	40-50 cm
Antal / förpackning	1 st						
Material	Yttertåg: Yttertåg: 100 % Polyester. Innertåg: PU-belagd 100% Polyester.						

Baddräkt halterneck är en speciellt framtagen baddräkt för personer med urin – och eller avföringsinkontinens. Baddräkten är unik då man inte behöver ett extra inkontinensskydd i byxan delen. UVF 50+ samt klorresistent, kan tvättas i 40 grader.



Varumärke	Kes-vir™						
Benämning	Kes-vir Baddräkt halterneck, 3-16 år, thai pink						
Art nr, rosa	KV-GH-TP34	KV-GH-TP56	KV-GH-TP78	KV-GH-TP910	KV-GH-TP1112	KV-GH-TP1314	KV-GH-TP1516
Storlek	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11-12 år	13-14 år	15-16 år
Mått byst	57 cm	61 cm	66 cm	72 cm	79 cm	84 cm	91 cm
Mått midja	44-56 cm	46-60 cm	48-64 cm	50-66 cm	52-68 cm	54-70 cm	56-74 cm
Mått ljumsken	28-35 cm	29-39 cm	33-43 cm	37-47 cm	41-51 cm	44-54 cm	47-57 cm
Skuldra till gren	42 cm	47 cm	52 cm	57 cm	62 cm	67 cm	72 cm
Antal / förpackning	1 st						
Material	Yttertyg: 78% polyamid (återvunnet), 22% elastan. Innertyg: 100% PU-belagd polyester						
Krympning	<5%						

Sittskydd är ett skydd som förhindrar läckage på möblerna. Sittskyddet har ett spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Kan tvättas ca 100 gånger i 90 grader. Tvättas innan användning.

Sittskydd i velour med vätskespär och **antihalkbeläggning** är ett skydd som förhindrar läckage på möblerna. Sittskyddet har ett spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Kan tvättas ca 450 gånger i 90 grader. Antihalkbeläggning på undersidan. Tvättas innan användning.



Varumärke	Absorba	Absorba
Benämning	Absorba sittskydd	Absorba anti-halksittskydd
Art nr	1293	1294AH
Färg	Blå	Svart
Mått	B60 x L45 cm	B45 x L60 cm
Absorptionskapacitet	755 ml	755 ml
Antal / förpackning	1 st	1 st
Material		
Sittyta	100 % Polyester	100 % Polyester
Absorptionsskikt	65 % Polyester, 35 % Rayon	65 % Polyester, 35 % Rayon
Spärrskikt	Polyuretan	Polyuretan
Baksida	100 % Polyester	100 % Polyester Skummix



Madrasskydd med vätskespär är ett skydd för din madrass med resår. Det tvättbara madrasskyddet skyddar mot väta, fläckar och nedsmutsning. Madrasskyddet förhindrar även att damm och kvalster vandrar upp i sängkläderna. Kan tvättas ca 100 gånger i 90 grader.



Varumärke	Absorba				
Benämning	Absorba madrasskydd, vätskespär				
Art nr	12092	12112	12122	12123	12124
Storlek	B90 x L200 cm	B105 x L200 cm	B120 x L200 cm	B140 x L200 cm	B160 x L200 cm
Antal /	1 st				
Material	52 % Polyester, 48 % Bomull				
Material	100 % Polyuretan				



Lakansskydd Lina är ett lakansskydd för personer med urinläckage. Lakansskyddet bäddas i sängen och absorberar urin samt skyddar sängens madrass mot urinläckage. Bädda alltid in bäddflikarna under madrassen för bästa komfort och säkerhet. Kan tvättas ca 450 gånger i 90 grader.

	Absorba lakansskydd med vätskespär
Varumärke	Absorba
Benämning	Lina
Lakansskyddets egenskap	Lakansskydd som är bra för större läckage
Art.nr	1168-M
Totalyta	B215 x L85 cm
Liggyta	B115 x L85 cm
Material liggyta	100 % Bomull
Absorptionskapacitet SS8760033:2015	1782 ml (+/- 56 ml)
Antal / förpackning	1 st



Lakansskydd med handtag är lakansskydd med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. På sidorna finns det handtag som underlättar för vårdpersonal vid vändning av brukare. Kan tvättas ca 450 gånger i 90 grader.

	Lakansskydd med handtag	
Varumärke	Absorba	
Benämning	Absorba lakansskydd Atlas	Absorba lakansskydd Loke
Art nr	1040	10401
Totalyta inkl liggyta	B85 x L90 cm	B85 x L180 cm
Absorptionskapacitet	2476 ml	4965 ml
Antal / förpackning	1 st	
Material liggyta	100 % Borstad polyester	





Vid produktfrågor – kontakta vår produktchef

Lotta Kullenkrona

lotta.kullenkrona@swereco.com

Swereco AB, Vagnvägen 4, 364 42 Lenhovda

Tel. 08-5000 5240,

Email. order@swereco.com

SWERECO