

SWERECO

Inkontinens Absorberande



Avtalsnummer:

Region Värmland 195-24

Avtalsstart 2024-06-01

Hej!

Denna sortimentsöversikt har vi gjort för att ni enkelt skall kunna ta del av det sortiment som är upphandlat från Swereco inom Region Värmland.

Ni som gör förskrivningar och tar hand om patienter, har en oerhört viktig roll i att kunna vägleda och hjälpa dem att hitta produkter som kan ge dem en trygghet och säkerhet i sin vardag. Vi vill genom denna sortimentsöversikt kunna göra det enklare för er i det viktiga arbetet.

För dig som är användare av detta sortiment så hoppas vi kunna vägleda dig till att hitta produkter som ger dig en trygghet och säkerhet för att kunna upprätthålla ett aktivt och socialt liv.

Om ni vill ha mer information, har några frågor eller synpunkter är ni varmt välkomna att kontakta oss, likaså om ni vill beställa prover.

Övrigt sortiment

Välkommen in på vår hemsida www.swereco.com där ni finner vårt övriga sortiment.

Kan vi underlätta för dig?

Besök vår hemsida: www.swereco.com

Swereco AB, Vagnvägen 4, 364 42 Lenhovda

Tel: 08-5000 5240

SWERECO



Saniline Normal är ett unikt specialskydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C normal
Art nr	7471
Antal produkter/förpackning	14 st
Antal produkter/transportförpackning	168 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	83 ml
Mått	B8,5 x L22,5 cm



Saniline C Super with wings är ett unikt specialskydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C super with wings
Art nr	7473
Antal produkter/förpackning	12 st
Antal produkter/transportförpackning	144 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	113 ml
Mått	B14,5 x L25,8 cm



Saniline Maxi with wings är ett unikt specialskydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C maxi with wings
Art nr	7475
Antal produkter/förpackning	10 st
Antal produkter/transportförpackning	120 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	143 ml
Mått	B15 x L30,2 cm





Sanisoft mini plus long u. vingar är ett inkontinensskydd för personer med droppinkontinens. Sanisoft är ett tunt mjukt och anatomiskt inkontinensskydd utan vingar. Skyddet innehåller superabsorbenter som förhindrar dålig lukt.

Varumärke	Sanisoft
Benämning	Sanisoft mini plus long u. vingar
Art nr	3542
Mått	B8-9,2 x L30 cm
Antal produkter/förpackning	28 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1	113 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3	37,6 ml





Sanifix absorberande boxershorts är en tvättbar absorberande flergångsbyxa vid droppinkontinens för barn. Byxan är ett alternativ istället för engångsprodukter. Klarar ca 100 tvättar i 60 grader utan att förlora sin uppsugningsförmåga.

Varumärke	Sanifix				
Benämning	Sanifix absorberande boxershorts				
Art nr	6411	6412	6413	6414	6415
Storlek	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11 år och uppåt
Mått höft/stuss	52-68 cm	60-74 cm	64-76 cm	66-80 cm	76-84 cm
Mått midja	46-62 cm	50-64 cm	52-66 cm	58-72 cm	64-80 cm
Mått benöppning	26-40 cm	28-42 cm	30-44 cm	32-46 cm	36-48 cm
Antal / förpackning	1 st				
Absorptionskapacitet praktiskt	66,6 ml				
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex				



Sanifix absorberande kalsong är en tvättbar absorberande flergångsbyxa vid droppinkontinens för vuxna. Byxan är ett alternativ istället för engångsprodukter. Klarar ca 100 tvättar i 60 grader utan att förlora sin uppsugningsförmåga.

Varumärke	Sanifix			
Benämning	Sanifix absorberande kalsong			
Art nr	6541	6542	6543	6544
Storlek	S	M	L	XL
Mått höft/stuss	81-88 cm	91-97 cm	102-107 cm	112-117 cm
Mått midja	56-74 cm	64-84 cm	76-90 cm	80-106 cm
Mått benöppning	46-58 cm	54-64 cm	58-70 cm	62-80 cm
Antal / förpackning	1 st			
Absorptionskapacitet praktiskt	66,6 ml			
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex			



Sanifix benfixering är avsedd för att kunna fixera urinuppsamlings påsar.

Benfixeringen passar till både höger och vänster ben samt antingen låret eller vaden. Kan tvättas 25 gånger i 60 grader .



Varumärke	Sanifix			
Benämning	Sanifix benfixering för urinpåse			
Art nr	9101	9102	9103	9104
Storlek	S	M	L	XL
Färgkod	Gul	Blå	Brun	Grön
Mått benöppning	24-39 cm	36-55 cm	40-70 cm	65-95 cm
Antal / förpackning	3 st			
Material	76 % Polyester, 24 % Spandex			
Krympning	<5%			



Sanifix Comfort med ben är en flergångsbyxa för att fixera inkontinensskydd. Byxan är extra elastisk för att hålla inkontinensskyddet på plats. Kan tvättas 100 gånger i 60 grader .

Varumärke	Sanifix					
Benämning	Sanifix Comfort med ben					
Art nr	5110-3	5210-3	5310-3	5410-3	5510-3	5610-3
Storlek	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Färgkod	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila
Mått midja	75-105 cm	80-120 cm	90-130 cm	95-145 cm	105-155 cm	110-180 cm
Mått lårvidd	44-64 cm	48-66 cm	50-68 cm	54-70 cm	56-74 cm	60-85 cm
Antal / förpackning	3 st					
Material	96 % Polyester, 4 % Spandex					
Krympning	<5%					



Sanifix Comfort utan ben är en flergångsbyxa för att fixera inkontinensskydd. Byxan är extra elastisk för att hålla inkontinensskyddet på plats. Kan tvättas 100 gånger i 60 grader .

Varumärke	Sanifix					
Benämning	Sanifix Comfort utan ben					
Art nr	5121-3	5122-3	5123-3	5124-3	5125-5	5126-3
Storlek	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Färgkod	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila
Mått midja	75-105 cm	80-120 cm	90-130 cm	95-145 cm	105-155 cm	110-180 cm
Mått lårvidd	44-64 cm	48-68 cm	52-72 cm	56-76 cm	60-84 cm	70-90 cm
Antal / förpackning	3 st					
Material	96 % Polyester, 4 % Spandex					
Krympning	<5%					





Sittskydd i velour med vätskespärr och antihalkbeläggning är ett skydd som förhindrar läckage på möblerna. Sittskyddet har ett spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Kan tvättas ca 450 gånger i 90 grader. Antihalkbeläggning på undersidan. Tvättas innan användning.

Varumärke	Absorba
Benämning	Absorba anti-halksittskydd
Art nr	1294AH
Färg	Svart
Mått	B45 x L60 cm
Absorptionskapacitet	755 ml
Antal / förpackning	1 st
Material	
Sittyta	100 % Polyester
Absorptionsskikt	65 % Polyester, 35 % Rayon
Spärrskikt	Polyuretan
Baksida	100 % Polyester
Antihalk	Skummix



Lakansskydd Eldner är ett lakansskydd för personer med urinläckage. Lakansskyddet bäddas i sängen och absorberar urin samt skyddar sängens madrass mot urinläckage. Bädda alltid in bäddflikarna under madrassen för bästa komfort och säkerhet. Kan tvättas ca 450 gånger i 90 grader.

	Absorba lakansskydd med vätskespärr
Varumärke	Absorba
Benämning	Eldner
Lakansskyddets egenskap	Lakansskydd som är bra för små läckage, ett all-around skydd
Art.nr	1169-S
Totalyta	B190 x L85 cm
Liggyta	B90 x L85 cm
Material liggyta	50% bomull, 50% Polyester
Absorptionskapacitet SS8760033:2015	1537 ml (+/- 43 ml)
Antal / förpackning	1 st





Vid produktfrågor – kontakta vår produktchef

Lotta Kullenkrona

lotta.kullenkrona@swereco.com

Swereco AB, Vagnvägen 4, 364 42 Lenhovda

Tel. 08-5000 5240,

Email. order@swereco.com

SWERECO