

Sjukvård • Inkontinenshjälpmedel

Art nr: 2906

Saniline bäcken med lock är avsedd att användas av personer som har svårighet att ta sig från sängen till toaletten. Används liggande i säng.

Lätt att tömma och göra ren. Tål värmedesinfektion i upp till 130 °C.



Varumärke	Sanicare
Benämning	Saniline bäcken med lock
Art nr	2906
Material	PP
Diameter	31 cm
Volym	2900 ml
Längd inkl handtag	43 cm
Antal prod/förpackning	1 st
Antal prod/transport förpackning	8 st
Rengöring	Tål värmedesinfektion upp till 130 °C
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr: 2906



Se till att rengöra bäcken efter varje användning. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



SRN SE-MF-000033314



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda

