

Hjälpmedel i hemmet • Bad & Dusch • Badkläder

Art nr: 9771-9779

Kes-vir Tvådelad baddräkt består av tankini-linne och shorts och är en unik baddräkt/badklädnad för kvinnor med inkontinens. Shortsens är unik på grund av att man inte behöver ett extra inkontinensskydd i underdelen/badbyxan. "Två i ett"- yttertyget på badkläderna är som en vanlig baddräkt men med inbyggda innerbyxor som har ett vattentätt tyg, gjorda av andningsbar PU-belagd polyester. Yttertyget är gjort av en blandning av polyamid och elasthan för att uppnå en mjuk och smidig komfort. Baddräktsens underdel har justerbara band på benmuddarna för att kunna få en praktisk och snygg passform och är enkla att spänna åt.



Tyget är klorbeständigt och har optimal andningsförmåga och är snabbtorkande med UVF 50+.

Varumärke	Kes-Vir™								
Benämning	Kes-Vir™ tvådelad baddräkt, cherry pink / svart								
Art nr	9771	9772	9773	9774	9775	9776	9777	9778	9779
Storlek	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Mått byst, A	81 cm	86 cm	91 cm	96 cm	101 cm	109 cm	116 cm	122 cm	128 cm
Mått midja, B	72 cm	76 cm	80 cm	84 cm	88 cm	92 cm	96 cm	100 cm	104 cm
Mått höft, C	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm	135 cm
Mått ljumske, D	54 cm	56 cm	58 cm	60 cm	62 cm	65 cm	68 cm	71 cm	74 cm
Antal produkter/ förpackning	1 st								
Material	Yttertyg: 80 % Polyamid, 20 % Elastan Innertyg: PU-belagd 100% Polyester.								
Krympning	<5 %								
Kasseras	Textilåtervinning alt brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning								
Förvaring	Rumstemperatur, ej i solljus								
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.								

Symboler:



Ingen PVC eller Latex




Tvåtråd

REF

Art nr 9771-9779

OBS! För att kunna uppnå en fullgod funktion utan läckage är det viktigt att man mäter noggrant samt att spänna åt de justerbara banden noggrant. Ta hjälp av figuren till höger, hur du ska mäta och jämför dina mått mot tabellen. Mät med hjälp av ett måttband. Tänk på att hålla måttbandet sträckt när du mäter.



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



Swereco AB,
Vagnvägen 4,
364 42 Lenhovda



Incy Wincy LTD
9 Trafford Road
RG1 8JP Berkshire

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4, SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com · +46 (0)8 5000 5240