

droplet[®]

pen needles

För din säkerhet & bekvämlighet

- Pennkanylen är utformad för att tillgodose dina behov av diabetesbehandling
- Premiumkvalité garanterar en bekväm insulininjektion
- Utvecklade för att möta dina personliga preferenser (9 olika storlekar)
- Prata med sjukvårdspersonal för att välja rätt Droplet[®]-pennkanyl



- | | |
|------------------------|--|
| ✓ Designad nål | ➤ För att enkelt monteras på olika insulinpennor och för att ge rätt mängd insulin |
| ✓ Unik spetsutformning | ➤ För att säkerställa en smidig penetration och minimera smärtförnimmelse |
| ✓ Tunn vägg | ➤ För att säkerställa exakt insulinflöde och smidig injektion |
| ✓ 9 olika nål-längder | ➤ För att möta sina personliga preferenser |

droplet[®]

pen needles

29G



Pennkanyl 29G
(0,33mm) x 10mm



Pennkanyl 29G
(0,33mm) x 12mm

31G



Pennkanyl 31G
(0,25 mm) x 5mm



Pennkanyl 31G
(0,25mm) x 6mm



Pennkanyl 31G
(0,25mm) x 8mm

32G



Pennkanyl 32G
(0,23 mm) x 4mm



Pennkanyl 32G
(0,23 mm) x 5mm



Pennkanyl 32G
(0,23 mm) x 6mm



Pennkanyl 32G
(0,23 mm) x 8mm

CE 0344

Thin-wall teknologi: Kanyler med utökad innerdiameter, vilket gör det lättare att injicera och öka flödes hastigheten

Trippelslipad: För bästa stickresultat och minskat obehag

Storleksutbud: 29, 31 och 32G (G= Gauge)

Gauge är ett mått på kanylens diameter. **Ju högre gauge ju tunnare/finare kanyl**



GÖR SÅ HÄR:

