

Hjälpmedel i hemmet • Bad & Dusch • Badkläder

Art nr: KV-GH-PP34 – KV-GH-PP1516

Kes-vir Baddräkt halterneck är en baddräkt för barn mellan 3-16 år med inkontinens. Baddräkten är unik på grund av att man inte behöver ett extra inkontinensskydd i underdelen/badbyxan. "Två i ett"-yttertyget på badkläderna är som en vanlig baddräkt men med inbyggda innerbyxor som har ett vattentätt tyg, gjorda av andningsbar PU-belagd polyester. Yttertyget är gjort av en blandning av polyamid och elastan för att uppnå en mjuk och smidig komfort. Baddräktens underdel har justerbara band på benmuddarna för att kunna få en praktisk och snygg passform och är enkla att spänna åt.



Tyget är klorbeständigt och har optimal andningsförmåga och är snabbtorkande med UPF 50+.

| Varumärke | Kes-Vir™ | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Benämning | Kes-vir Baddräkt halterneck. 3-16 år, rosa | | | | | | |
| Art nr | KV-GH-PP34 | KV-GH-PP56 | KV-GH-PP78 | KV-GH-PP910 | KV-GH-PP1112 | KV-GH-PP1314 | KV-GH-PP1516 |
| Storlek | 3-4 år | 5-6 år | 7-8 år | 9-10 år | 11-12 år | 13-14 år | 15-16 år |
| Mått byst, A | 57 cm | 61 cm | 66 cm | 72 cm | 79 cm | 84 cm | 91 cm |
| Mått midja, B | 44-56 cm | 46-60 cm | 48-64 cm | 50-66 cm | 52-68 cm | 54-70 cm | 56-74 cm |
| Mått ljumske, C | 28-35 cm | 29-39 cm | 33-43 cm | 37-47 cm | 41-51 cm | 44-54 cm | 47-57 cm |
| Mått skuldra till gren | 42 cm | 47 cm | 52 cm | 57 cm | 62 cm | 67 cm | 72 cm |
| Antal produkter/förpackning | 1 st | | | | | | |
| Material | Yttertyg: 78 % Polyamid (återvunnet), 22 % Elastan Innertyg: PU-belagd 100% Polyester. | | | | | | |
| Krympning | <5 % | | | | | | |
| Kasseras | Textilåtervinning alt brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning | | | | | | |
| Förvaring | Rumstemperatur, ej i solljus | | | | | | |
| Övrig information | Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling. | | | | | | |

Symboler:



Ingen PVC eller Latex




Tvåtråd

REF

Art nr KV-GH-PP34 – KV-GH-PP1516

OBS! För att kunna uppnå en fullgod funktion utan läckage är det viktigt att man mäter noggrant samt att spänna åt de justerbara banden noggrant. Ta hjälp av figuren till höger, hur du ska mäta och jämför dina mått mot tabellen. Mät med hjälp av ett måttband. Tänk på att hålla måttbandet sträckt när du mäter.



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



Swereco AB,
Vagnvägen 4,
364 42 Lenhovda



Incy Wincy LTD
9 Trafford Road
RG1 8JP Berkshire

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4, SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com · +46 (0)8 5000 5240

